


Adem in, het is zomer !

Reizen en op vakantie gaan terwijl u uw therapie voortzet is zeker mogelijk, maar een goede voorbereiding en medisch advies zijn hierbij essentieel.

CHECKLIST

- Contacteer uw mutualiteit
- Geldig medisch attest
- Data en plaats van verblijf
- Lokaal noodnummer
- Volledig materiaal
- FAA-certificaat
- Technische fiche
- Aangepaste tas of rugzak



BELANGRIJK

Reis naar Frankrijk, Spanje, Italië of Portugal :
Een medisch attest is verplicht en moet vóór vertrek naar uw lokale contactpersoon worden gestuurd.

VOOR UW VEILIGHEID

- Houd rook of vloeistoffen op minstens 3 meter afstand van uw zuurstofconcentrator.
- Laat uw materiaal nooit onbeheerd achter.
- Bedek uw materiaal niet.
- Schakel uw apparaat uit wanneer u het niet gebruikt.
- Buiten bereik van kinderen houden.



Twijfel of een vraag?

+32 (0) 2 255 96 00

IN GEVAL VAN NOOD

Het noodnummer (voorafgaand aan vertrek verstrekt) is uw **eerste contact** in het buitenland. Dit is een gratis nummer dat vanuit België niet bereikbaar is.

SPECIFICATIES PER TRANSPORTMIDDEL :



IN HET VLIEGTUIG :

- Uw apparaat moet gemakkelijk toegankelijk blijven en tijdens de vlucht mogen de instellingen niet gewijzigd worden.
- Gebruik **nooit** een regelaar die niet door de fabrikant is geleverd of een **ongeautoriseerd** stroomsysteem.
- **Let op:** Gaszuurstofflessen en draagbare vloeibare zuurstofeenheden zijn niet altijd toegestaan aan boord.
- Voor alle procedures en controles die specifiek zijn voor zuurstofgebruik, plant u uw aankomst op de luchthaven best op tijd in.

Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij of de **ELF** (European Lung Foundation) die toegang heeft tot de reglementen van de verschillende maatschappijen (www.europeanlung.org).



IN HET OPENBAAR VERVOER:

- Ga zitten op een goed geventileerde plaats, bij voorkeur bij een raam.
- Het gebruik van uw apparaat is **strikt** voorbehouden aan rookvrije zones.
- Als u draagbare vloeibare zuurstofeenheden vervoert, zorg er dan voor dat de **reservoirs leeg zijn** om veiligheidsredenen.



IN PRIVÉVERVOER :

- Zet uw flessen of concentrator stevig vast in het voertuig om beweging te voorkomen om **beweging te voorkomen**. Flessen moeten altijd rechtop worden vervoerd, nooit liggend.
- Ga zitten bij een open raam en activeer de ventilatie van het voertuig voor constante luchtcirculatie.



OP DE BOOT :

- Gebruik uw zuurstofconcentrator in een goed geventileerde ruimte.
- Als u vloeibare zuurstof vervoert, houd het reservoir dan rechtop en perfect beveiligd.

Voor uw veiligheid is het ten zeerste af te raden om:

- **Uw apparaat bloot te stellen aan de zon.**
- Het te gebruiken in de buurt van vetten, oliën, brandstoffen of open vlammen.

Een minimale veiligheidsafstand dient gerespecteerd te worden:

- **3 meter** ten opzichte van een keuken of verwarming met open vlam.
- **1,5 meter** ten opzichte van elektrische apparatuur of elk systeem dat vlammen veroorzaakt.

Als u naar het buitenland gaat, neem dan minstens **4 weken** vóór uw vertrek contact op met uw mutualiteit om de aanvraag voor terugbetaling in te dienen.

